

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Reaktionsgleichung (*handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:*

Beteiligte Stoffe:

Substanz*	S-Formel	MW g/mol	Ansatzgröße	
			mmol	g
Methanol	CH ₄ O	32,04		6 mL + 20 mL
Acetylchlorid	C ₂ H ₃ ClO	78,49		0,5 mL
D-Arabinose		150,10	0,067	1
Pyridin	C ₅ H ₅ N	79,1		4 mL + 8 mL
<u>Dichlormethan</u>	CH ₂ Cl ₂	84,93		10 mL + 5 mL + 50 mL
Benzoylchlorid	C ₇ H ₅ ClO	140,57	0,540	6,2 mL
1 M Salzsäure	HCl _{aq}	36,46		30 mL
Natriumcarbonat	Na ₂ CO ₃	105,99		6,375
Magnesiumsulfat	MgSO ₄	120,37		
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46,07		

Gefahrenpotential:

Substanz*	mp	bp	G-Symb.	H & P-Nummern
Methanol	-97,8 °C	64,7 °C	2; 6; 8	H301 + H311 + H331, H370, P301 + P310, P304 + P340 + P311
Acetylchlorid	-112 °C	52 °C		EUH014, H314, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338
D-Arabinose	156 °C		%	%
Pyridin	-42 °C	ca.115 °C	2; 7	%
<u>Dichlormethan</u>	-95 °C	40 °C	7; 8	H351, P201, P202, P308 + P313

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Benzoylchlorid	-1 °C	73 - 74 °C bei 15 hPa	5; 6	H314, H317, H331, P261, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
1 M Salzsäure			%	%
Natriumcarbonat	851 °C	1600 °C	7	%
Magnesiumsulfat	1124 °C		%	%
Ethanol	-117 °C	78 °C	2; 7	%

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
H301 + H311 + H331 Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
H370 Schädigt die Organe.

Besondere Schutzmaßnahmen:

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz*	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Methanol	K; W; A	W; A	L; A
Acetylchlorid	K; W; A	W; A	L; A
D-Arabinose	K; W	W	L
Pyridin	K; W; A	W; A	L; A
<u>Dichlormethan</u>	K; W; A	W; A	L; A
Benzoylchlorid	K; W; A	W; A	L; A
1 M Salzsäure	K; W	W; A	L
Natriumcarbonat	K; W	W; A	L
Magnesiumsulfat	K; W	W	L
Ethanol	K; W	W; A	L

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;
F: Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:****L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz*	Störfallverhalten
Methanol	W; C; P
Acetylchlorid	C; P
D-Arabinose	W; C; P
Pyridin	P; C
<u>Dichlormethan</u>	
Benzoylchlorid	C; P
1 M Salzsäure	W
Natriumcarbonat	W
Magnesiumsulfat	W
Ethanol	W; C; P

Cb: Mit Chemikalienbinder aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. Wasser darf zum Löschen verwendet werden; **S:** Zum Löschen Sand verwenden; **P:** Zum Löschen darf ein Pulverlöscher verwendet werden; **C:** Zum Löschen darf ein CO₂ Löscher verwendet werden

Entsorgungsvorschläge: (beachte Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und nicht entsorgt!)

Substanz*	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Methanol		X		
Acetylchlorid				Vorsichtig mit Wasser inaktivieren, neutralisieren, Ausguss
D-Arabinose				Feststoffabfall
Pyridin	X			
<u>Dichlormethan</u>	X			
Benzoylchlorid	X			
1 M Salzsäure				Neutralisieren, Ausguss
Natriumcarbonat				Feststoffabfall
Magnesiumsulfat				Feststoffabfall
Ethanol		X		

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:

Literatur:

Reaktionsmechanismus:

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Datum:

Unterschrift Student/in:

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:

Literatur:

Unterschrift Assistent/in: